

ESCOBILLADO ANAL: TEST DE GRAHAM

Instrucciones:

Durante la recolección EVITE:

Ud. recibe un tubo tapado con algodón conteniendo un líquido coloreado y también un sobre plástico conteniendo TRES hisopos estériles. No rompa los palitos.

PROCEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- ✓ Por la mañana antes de abandonar la cama, de espalda en ella y con las piernas en alto, haga que se esponga el orificio anal.
- ✓ Tome UNO de los hisopos, mójelo bien con AGUA CORRIENTE y con el mismo haga una “limpieza o tópico de los pliegues (arrugas) del ano (sin introducir el hisopo).
- ✓ Ponga este hisopo en el tubo que contiene el líquido coloreado y tápelo con el algodón.
- ✓ Las dos mañanas siguientes haga lo mismo con los hisopos restantes.

Resumen: Se recoge una muestra cada mañana usando cada vez un hisopo nuevo **SIEMPRE BIEN MOJADO CON AGUA CORRIENTE.**

Remitir al laboratorio inmediatamente después de haber utilizado el ÚLTIMO hisopo.

El laboratorio está para asesorarlo, ante cualquier duda, no vacile en consultar las veces que considere oportuno.